

FISA TEHNICA CLOROFORM TEHNIC

1. GENERALITATI

Denumire comerciala: CLOROFORM

Denumire chimica: Triclorometan, Clorura de metin

CAS: 67-66-3 EC: 200-663-8

Formula chimica: CHCl_3

Masa moleculara (g/mol): 119,38

Aspect: lichid incolor

Miros: dulce

2. UTILIZARI

- Solvent;
- Reactiv de analiza;
- Industria chimica;
- alte utilizari industriale.

3. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr.crt.	CARACTERISTICA	UM	CONDITII DE ADMISIBILITATE
1	Densitate	g/ml	1,485
2	Alti compusi clorurati	%	0,8
3	Apa	%	0,04
4	Clor liber	%	0,0001
5	Fier	%	0,0002
6	Reziduu la evaporare	%	0,002

4. AMBALARE

Produsul se ambaleaza in canistre de 20L.

5. VALABILITATE

3 ani de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de transport, manipulare, depozitare si utilizare.