

FISA TEHNICA SULFIT DE SODIU

1. GENERALITATI

Denumire comerciala: **SULFIT DE SODIU**

CAS: 7757-83-7 EC: 231-821-4

Formula chimica: Na_2SO_3

Masa moleculara (g/mol): 126,04

Aspect: substanță solidă, incoloră, inodoră.

2. UTILIZARI

- Reactiv de analiza;
- Industria chimica;
- alte utilizari industriale.

3. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr.crt.	CARACTERISTICA	UM	CONDITII DE ADMISIBILITATE
1	Puritate	%	>97,0
2	Continut de fier	mg/kg	<10,0
3	Continut de metale grele	mg/kg	<20,0
4	Densitate specifica la 20°C	g/cm ³	2,63

4. AMBALARE

Produsul se ambaleaza in saci de 25 kg.

Produsul se va pastra într-un loc uscat, inchis ermetic.

5. VALABILITATE

3 ani de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de transport, manipulare, depozitare si utilizare.